

Filtru antibacterian

- Compus din capsula polistiren GPPS si un disc din microfibra de sticla
- Element filtrant din hartie cu eficienta ridicata
- Retentie particule de pana la 0.3 microni
- Filtrare 98.985% D.O.P.
- Ofera o bariera eficienta impotriva contaminarii cu aerosoli
- Rezistenta redusa la inaintarea aerului
- Retentie bacteriana de 99.9999%
- Admisia superioara compatibila cu furtun siliconic 6x12 mm
- Admisia inferioara – compatibila cu aspiratoarele SAM
- Marcaj CE

Filtru hidrofob

- Compus din capsula polistiren GPPS si un disc din microfibra de sticla
- Element filtrant din Membrana laminata PTFE
- Retentie particule de pana la 0.3 microni
- Filtrare 98.985% D.O.P.
- Ofera o bariera eficienta impotriva contaminarii cu aerosoli
- Retentie bacteriana de 99.9999%
- Rezistenta redusa la inaintarea aerului
- Blocheaza trecerea lichidelor
- Admisia superioara compatibila cu furtun siliconic 6x12 mm
- Admisia inferioara – compatibila cu aspiratoarele SAM
- Marcaj CE